

SCHEDA TECNICA MASCHERINA ANATOMICA (DUE LATI)
“NONTISCORDARDIME”

La presente mascherina non può essere utilizzata in ambiente ospedaliero o assistenziale, in quanto non ha i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.

La produzione e il commercio sono ammessi ai sensi dell'art 16, comma 2, del D.L. 18/2020.

Chi le indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale.

CARATTERISTICHE E BENEFICI	<ul style="list-style-type: none">- 2 mascherine in 1, realizzata in doppio strato di morbido cotone 100%, certificato, anallergico, lavabile, traspirante, double face, dai colori e fantasie diverse su ogni lato;- su misura, modellata in modo anatomico con stretta aderenza ai contorni del viso, con la forma del naso e del mento su entrambi i lati;- senza inserimento di ferretti, evitando così di lasciare segni sul volto grazie alla morbidezza del tessuto utilizzato;- si assicura al viso mediante tubolari di tessuto elasticizzato da passare dietro le orecchie;- con apertura laterale per inserimento di filtro antibatterico lavabile o mascherina chirurgica o FFP2, permettendo così una maggiore protezione all'individuo e al dispositivo medico inserito;- a differenza delle mascherine monouso che, una volta usate devono essere smaltite nella spazzatura, le mascherine Pagliani & Brasseur sono lavabili a mano e/o in lavatrice e possono essere igienizzate;- possono essere stirate (tranne i tubolari elasticizzati);- vengono imbustate singolarmente per garantire maggiore pulizia ed igiene.
USO	Protezione da saliva, goccioline di secrezioni respiratorie, sudore, ecc.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	Mascherine “Usa e Lava”, lunga durata
APPLICAZIONE	Ambito civile
PESO, MISURE E TAGLIE	12 gr – L 19 cm x H 15 cm – lunghezza elastico S, M, L, XL
STRESS TEST ESEGUITI SU PIU' PERSONE (DONNE E UOMINI)	Non lascia segni sulla pelle anche con uso prolungato + 8 ore gg